

SPÉCIALISTE  
OBJETS PUB



MARQUAGE  
TOUT TEXTILE



## MASQUES DE PROTECTION JETABLES

DÉCOUVREZ LES MASQUES

DISPONIBLES selon le réapprovisionnement

Protection et confort garantis.

**Tél. 05.63.47.04.88**

**L'Hermet - Route de Valdériès 81380 Lescure d'Albigeois**

**Mail : [publicite@mapub81.com](mailto:publicite@mapub81.com)**


# MASQUE COMMUNAUTAIRE / SOCIAL

98900



LES DIMENSIONS  
17,5 x 9,5 cm

3 COUCHES



PROTECTION DU MILIEU AMBIANT

Le masque protège l'air ambiant des particules émises par l'utilisateur du masque.



## 📏 MATIÈRE

Non-tissé et non-tissé melt-blow

## 📉 CAPACITÉ DE FILTRATION

PFE  $\geq 90\%$

## 📏 DIFFÉRENCE DE PRESSION

$< 40 \text{ Pa/cm}^2$

## 🛡️ RECOMMANDATION DE L'UE

- ▶ PFE  $\geq 70\%$
- ▶ Respirabilité  $> 8 \text{ l / min}$  ou pression différentielle  $< 40 \text{ Pa / cm}^2$

## 📌 CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Facile à utiliser : élastiques à attacher aux oreilles et réglables au nez avec clip
- ▶ Confort: matière respirante et non irritante
- ▶ Usage unique

## 👤 IDÉAL POUR

- ▶ Population en générale

## 📄 CONFORMITÉ

- Documentation disponible:
- ▶ Rapport de test

UNITÉS / BOÎTE INTÉRIEURE

10

PRIX

**0.88 € HT/U.**

# MASQUE CHIRURGICAL - TYPE I

98901

3 COUCHES



## PROTECTION DU MILIEU AMBIANT

Le masque protège l'air ambiant des particules émises par l'utilisateur du masque.



MATÉRIEL MÉDICAL



LES DIMENSIONS  
17,5 x 9,5 cm

## 🏠 MATIÈRE

Non-tissé et non-tissé melt-blow

## 🔻 CAPACITÉ DE FILTRATION

BFE  $\geq 95\%$

## 📏 DIFFÉRENCE DE PRESSION

$< 40 \text{ Pa/cm}^2$

## 🛡️ CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

- ▶ EN14683:2019 ou EN14683:2005 ou
- ▶ ASTM F2100 (USA)

## 📌 CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Facile à utiliser : élastiques à attacher aux oreilles et réglables au nez avec clip
- ▶ Confort: matière respirante et non irritante
- ▶ Usage unique

## 👤 IDÉAL POUR

- ▶ Population en générale
- ▶ Professionnels de santé
- ▶ Patients (malades)

## 📄 CONFORMITÉ

- Documentation disponible:
- ▶ Déclaration de conformité
  - ▶ Rapport de test

UNITÉS / BOÎTE INTÉRIEURE

10 ou 50

PRIX

**1.08 € HT/U.**

# MASQUE CHIRURGICAL - TYPE II

98902

## MATÉRIEL MÉDICAL



LES DIMENSIONS  
17,9 x 8,7 cm

## 3 COUCHES



### PROTECTION DU MILIEU AMBIANT

Le masque protège l'air ambiant des particules émises par l'utilisateur du masque.



## MATIÈRE

Non-tissé et non-tissé melt-blow

## CAPACITÉ DE FILTRATION

BFE  $\geq 98\%$

## DIFFÉRENCE DE PRESSION

$< 40 \text{ Pa/cm}^2$

## CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

- ▶ EN14683:2019 ou EN14683:2005 ou
- ▶ ASTM F2100 (USA)

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Facile à utiliser : élastiques à attacher aux oreilles et réglables au nez avec clip
- ▶ Confort : matière respirante et non irritante
- ▶ Usage unique

## IDÉAL POUR

- ▶ Population en générale
- ▶ Professionnels de santé
- ▶ Patients (malades)

## CONFORMITÉ

- Documentation disponible:
- ▶ Déclaration de conformité
  - ▶ Rapport de test

UNITÉS / BOÎTE INTÉRIEURE

10 ou 50

PRIX

**1.13 € HT/U.**

# MASQUE CHIRURGICAL - TYPE IIR

98903

## 3 COUCHES



### PROTECTION DU MILIEU AMBIANT

Le masque protège l'air ambiant des particules émises par l'utilisateur du masque.



## MATÉRIEL MÉDICAL



LES DIMENSIONS  
17,9 x 8,7 cm

### ■ MATIÈRE

Non-tissé, spunlaid non-tissé et melt-blown non-tissé

### ▼ CAPACITÉ DE FILTRATION

BFE  $\geq 98\%$

### ⊕ DIFFÉRENCE DE PRESSION

- ▶  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- ▶ Pression de résistance aux éclaboussures  $\geq 16 \text{ kPa}$

### 🛡️ CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

- ▶ EN14683:2019 ou EN14683:2005 ou
- ▶ ASTM F2100 (USA)

### 📌 CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Facile à utiliser : élastiques à attacher aux oreilles et réglables au nez avec clip
- ▶ Confort : matière respirante et non irritante
- ▶ Protège des éclaboussures et des fluides
- ▶ Usage unique

### 👤 IDÉAL POUR

- ▶ Population en générale
- ▶ Professionnels de santé

### 📄 CONFORMITÉ

- Documentation disponible:
- ▶ Déclaration de conformité
  - ▶ Rapport de test

UNITÉS / BOÎTE INTÉRIEURE

10 ou 50

PRIX

**1.28 € HT/U.**

# MASQUE AUTO-FILTRANT FFP2/KN 95/N95


98904

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE




DIMENSIONS (PLIÉ)  
10,5 x 16 cm

5 COUCHES FUSIONNÉES QUI OFFRENT PLUS DE CONFORT ET D'ÉTANCHÉITÉ



PROTECTION DE L'AIR AMBIANT ET DE L'UTILISATEUR  
Le masque protège l'air ambiant des particules émises par l'utilisateur et protège l'utilisateur des particules présentes dans l'air.



## MATIÈRE

Non-tissé, melt-blown non-tissé et hot air non-tissé

## CAPACITÉ DE FILTRATION

PFE >95%

## DIFFÉRENCE DE PRESSION

TIL ≤ 8%

## CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

- ▶ EN149+A1:2009 (EUR) ou
- ▶ GB 2626-2006 (China) ou
- ▶ 42 CFR 84 (USA)

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Facile à utiliser : élastiques à attacher aux oreilles et réglables au nez avec clip
- ▶ Confort: matière respirante et non irritante
- ▶ Imperméable
- ▶ Usage unique

## IDÉAL POUR

- ▶ Population en générale
- ▶ Professionnels de santé

## CONFORMITÉ

- Documentation disponible:
- ▶ Déclaration de conformité
  - ▶ Rapport de test

UNITÉS / BOÎTE INTÉRIEURE

10 ou 50

PRIX

**4.50 € HT/U.**

# INSTRUCTION D'UTILISATION DU MASQUE

AVANT DE METTRE LE MASQUE, LAVEZ-VOUS LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU OU UNE SOLUTION À BASE D'ALCOOL.

1. METTEZ LE MASQUE AVEC LE PINCE-NEZ VERS LE HAUT



2. METTEZ LE MASQUE SUR VOTRE NEZ, VOTRE BOUCHE ET VOTRE MENTON ET PLACEZ LES ÉLASTIQUES DERRIÈRE VOS OREILLES



3. ASSUREZ-VOUS QUE LE MASQUE SOIT BIEN MIS ET CONFORTABLE



## RÈGLES D'UTILISATION



▶ Assurez-vous que le masque couvre la bouche et le nez et ajustez soigneusement, en minimisant tout espace entre le visage et le masque



▶ Évitez de toucher le masque pendant son utilisation



▶ Retirez le masque par derrière, en utilisant les élastiques à cet effet



▶ Remplacez le masque par un nouveau dès qu'il commence à s'humidifier



▶ Ne réutilisez pas le masque  
▶ Jetez-le à la poubelle, dès qu'il est retiré



▶ Après avoir retiré le masque, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon

## IMPORTANT!

- ▶ La réutilisation des masques peut conduire à une auto-contamination, en utilisant un masque potentiellement contaminé
- ▶ L'utilisation de masques ne dispense pas d'un lavage fréquent et correct des mains comme mesure préventive et protectrice